

INHOUDSOPGAVE ISOLATIE-BOX

Aantal	Materiaal
4	Flacons handzeep
4	Flacons handalcohol
2	Pakken papieren handdoekjes
4	Dozen handschoenen maat M
4	Dozen handschoenen maat L
50	Isolatieschorten met lange mouwen
50	Halterschorten
50	Chirurgische mondneusmaskers
50	FFP1 of FFP2 maskers
1	Literfles alcohol 70%
1	Rol waszakken
1	Rol afvalzakken
1	Rol afvalzakken voor incontinentiemateriaal
-	Geplastificeerde deurkaarten van alle verschillende isolatievormen
Aantal	Ten behoeve van de schoonmaak van de isolatiekamer
50	(Eventueel disposable) microvezel schoonmaakdoekjes
5	(Eventueel disposable) microvezel vlakmoppen
	Voldoende desinfectans voor het volgens protocol desinfecteren van de kamer
5	Disposable schuurpads
1	Fles sanitairreiniger

GEBRUIKSAANWIJZING

ISOLATIE-BOX

1. Zoek het isolatieprotocol op
2. Zoek in het isolatieprotocol de juiste isolatievorm bij de infectieziekte op
3. Druk de werkwijze bij deze isolatievorm af, voorzie de afdruk van de datum van afdrukken en neem deze mee
4. Haal de isolatie-box
5. Kijk welke deurkaart er bij de betreffende isolatievorm hoort
6. Kijk op de deurkaart welke materialen er nodig zijn voor de isolatie
7. Hang de deurkaart op de deur van de isolatiekamer
8. Direct hierna worden de benodigde producten zoals vermeld op de deurkaart, door de gebruiker van de isolatie-box besteld, of wordt hiertoe opdracht gegeven.
9. De isolatie-box kan nu ongeveer 48 uur gebruikt worden.
10. Wanneer de voorraad geleverd is, wordt de box direct weer aangevuld met de gebruikte materialen, verzegeld met een tie-rap en teruggeplaatst (let op, ook de deurkaart moet terug in de isolatie-box; hang hiervoor een eigen exemplaar op de deur)
11. De isolatie wordt vervolgd met materialen die op de afdeling zelf op voorraad liggen.